

# PALLARIUM BLANC

Soudure universelle en baguette tubulaire avec flux incorporé



**PALLARIUM BLANC** est une soudure universelle en baguette tubulaire avec flux incorporé : baguette de 12 cm, creuse de 1 mm de diamètre intérieur, contenant le flux fondant.

**PALLARIUM BLANC** est utilisé comme soudure en orthodontie et en optique. Il permet de souder tous les métaux utilisés dans l'art dentaire.

**PALLARIUM BLANC** est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive Européenne 93/42/CE amendée par la Directive 2007/47/CE sur les Dispositifs Médicaux.

## REFERENCE ET CONDITIONNEMENT

Pallarium Blanc	Référence	Conditionnement
	<b>3510.000</b>	Sachet de 12 baguettes

## COMPOSANTS

Argent - Cuivre - Zinc - Fondant

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

<b>Forme</b>	<b>Baguette de 12 cm creuse de 1 mm de diamètre à l'intérieur contenant le flux fondant</b>
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Odeur</b>	Aucune
<b>Point de fusion</b>	580°C

## CONSERVATION

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité.
- Délai de validité : La durée de vie du produit est de 5 ans.

# PALLARIUM BLANC

Soudure universelle en baguette tubulaire avec flux incorporé



## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des lunettes de sécurité lors du brasage.
- Éviter de respirer les fumées de brasage qui peuvent, si le produit est surchauffé, contenir du zinc et du potassium.
- En cas de contact avec les yeux, laver à l'eau courante et consulter un médecin.
- En cas de contact cutané, laver à l'eau courante.

## MODE D'EMPLOI

Alliage de brasage capillaire des métaux avec flux décapant incorporé.

**IMPORTANT** : S'utilise à température de fusion de 580°C.

## AUTRES INFORMATIONS

PALLARIUM est livré dans une qualité standard dans la teinte blanche et couleur or.

PALLARIUM ne charbonne pas, coule mieux, ne forme pas de boule sur un fil.